

erbe
power your performance.

EVE flex 系统
精准操控设计
高效兼容适配
快速响应需求

EVE flex & EVE go

Ready, flex, go!

一次性使用电子支气管成像导管
电子内窥镜图像处理器

EVE flex系统

适用于呼吸介入及重症医学等科室

EVE flex系统组件包括一次性使用电子支气管成像导管，电子内窥镜图像处理器，以及台车

EVE flex 系统即取即用，随时响应需求



高效兼容性，
可适配全流程诊疗环节



精准操控性，
辅助术者更易抵达复杂区域



即时可视化，
清晰视野辅助医疗决策



优化诊疗流程设计

- EVE flex系统可适配多种呼吸介入耗材，为临床诊疗提供支持
- 避免复杂手术中损伤复用镜，例如在APC治疗、气管切开术或培训场景中有效保护复用支气管镜
- 采用一次性使用设计，可降低重复使用导致的交叉感染风险

顺应气道结构，精准操控

- 解剖顺应性设计，210°大角度结合顺势弯曲技术，助力术者更易抵达气道复杂区域
- 顺势弯曲设计可随人体解剖结构自然引导进镜，轻松突破锐角转向，实现气道深部平滑推进
- 更大负压吸引通道，维持术者视野清晰，为高效手术保驾护航

优化便携设计，便于临床快速部署

- EVE flex系统采用实时成像技术，画面传输流畅
- EVE go显示屏及台车采用精巧模块设计，可灵活适配不同临床场景需求
- 操作便捷性，单人转运设计，减少人力配置需求

技术规格

EVE flex

一次性使用电子支气管成像导管

三种规格适用于各类应用场景

			
	3.1 / 1.2 mm	4.8 / 2.2 mm	5.5 / 2.8 mm
Ref-No.	20900-101	20900-102	20900-103
弯曲角度	上 210° / 下 210°	上 210° / 下 210°	上 210° / 下 210°
视野角	120°	120°	120°
景深	5-50 mm	5-50 mm	5-50 mm
工作长度	600 mm	600 mm	600 mm
手柄功能	拍照、视频、图像冻结	拍照、视频、图像冻结	拍照、视频、图像冻结
光源	双LED	双LED	双LED

EVE flex系统可适配多种呼吸介入及重症监护科所需耗材（如Erbe冷冻探针及APC），满足不同临床场景需求



技术规格

EVE go

电子内窥镜图像处理器	10900-100
显示类型	10.1英寸触摸屏，分辨率1280×800
尺寸（长×高×深）	291.7 x 209.7 x 40 mm
重量（无电源时）	1.65 kg
视频输出接口	HDMI
数据连接接口	USB TYPE-B
存储	Micro SD卡，容量32GB
数据格式	视频（.mov格式）、照片（.jpg格式）
白平衡	手动调节
电源	
内置电源	3.6V直流，容量6600毫安时
外接电源	5V直流，最大4安培
电池续航时间	3小时

台车	20900-150
重量	11 kg
宽度 x 高度	576 x 500 mm
最大高度	1668 mm
可调高度	通过旋转臂调节，最大高度 400 mm
安装方式	VESA 75/100 标准快装接口
储物盒与托盘	配件
可选配件	
20900-151	一次性内窥镜支架
20900-152	内窥镜手柄支架
20900-153	电源适配器支架
20900-154	电线导向器

