

No: 20195-236

腔镜百克钳钳芯-凯利型



容积和重量

| | |
|------|--------|
| 外鞘直径 | 5 毫米 |
| 长度 | 340 毫米 |

基本特性

| | |
|-------|-----|
| 形状/构成 | 凯利型 |
|-------|-----|

应用范围

| | |
|----|------|
| 术型 | 半深 |
| 涂层 | 防粘涂层 |

清洗消毒

| | |
|--------|-------------|
| 消毒清洗 | max 95 摄氏度 |
| 高温高压灭菌 | max 138 摄氏度 |

附加产品信息

| | |
|--------|---------|
| 包装单位 | 1 件 |
| 最大的电容量 | 0.25 千伏 |